

Electrolux-Macedonia

www.electrolux.com.mk-electrolux@mt.net.mk
047/203 330-02/329 8 130

■ DRUGI TERMICKI UREDJAJI I LINIJE

Pica peci koje se sve vise upotrebljavaju mogu imati po nekoliko etaza sto zavisi od narucioca.

**Dimenziije
po zahtevu
kao i ostali
tehnicki
parametri.**



Electrolux-Macedonia

www.electrolux.com.mk electrolux@mt.net.mk
047/203 330-02/329 8 130

Grncarski tocak

Siroka primena kako kod majstora-grncara tako na umetnickim akademijama, u fabrikama keje imaju takav nacin obrade gline i dr...

Kao i kod celokupnog naseg proizvodnog assortimana oblik i dimenzije (zavise od zelje narucioca) mogu biti i drugacije.



Electrolux-Macedonia

www.electrolux.com.mk-electrolux@mt.net.mk
047/203 330-02/329 8 130

▀ VISOKOTEMPERATURNE PECI DO 1900° C

**Sve brzi tehnoloski razvoj
podrazumeva postojanje takvih
visokotemperaturnih peci koje
zadovoljavaju sve propisane norme
kako u pogledu tehnickih
karakteristika tako i u visokom
kvalitetu materijala od kojeg se
proizvode ovakve peci.
Za izolaciju se koriste keramicka
vlakna na bazi aluminijum oksida kao
i cirkonska vlakna.**

Electrolux-Macedonia

www.electrolux.com.mk electrolux@mt.net.mk
047/203 330-02/329 8 130

**Siroku primenu nalaze u industriji,
naucnim ustanovama kao i
laboratorijama.**



**Unutrasnje
dimenzije:
200x270x300
Temperatura
do : max
1900° C
Snaga : 4.5
KW
Napon : 220V**

Electrolux-Macedonia

www.electrolux.com.mk-electrolux@mt.net.mk
047/203 330-02/329 8 130

**Unutrasnje
dimenzije:
200x190x200
Temperatura
do : max
1900° C
Snaga : 3.5
KW
Napon : 220V**



**Unutrasnje
dimenzije:
Ø 120
h 250
Lift za
unosenje**



Electrolux-Macedonia

www.electrolux.com.mk-electrolux@mt.net.mk
047/203 330-02/329 8 130

uzoraka
Temperatura
do : max
1800° C
Snaga : 2 KW
Napon :
380V

▀ VISOKOTEMPERATURNE PEKI DO 1300° C

**Visokotemperaturne peci sa radnom
temperaturom do 1300° C su veoma
rasprostranjene u razlicitim
oblastima :**

Electrolux-Macedonia

www.electrolux.com.mk-electrolux@mt.net.mk
047/203 330-02/329 8 130

- Cilindricna rotirajuca pec nalazi svoju primenu u industrijskim laboratorijama, naucnim ustanovama idr...

**Dimenziije
po potrebi
korisnika.**

**Ostali
parametri
u
zavisnosti
od
trazenog
proizvoda.**



Electrolux-Macedonia

www.electrolux.com.mk-electrolux@mt.net.mk
047/203 330-02/329 8 130

Peci za termicku obradu imaju siroku primenu u metalnoj industriji, kod kaljenja celika, za brzo rezanje celika i dr...

**Unutrasnje
dimenziije :**

200x300x10

0

250x400x20

0

650x650x55

0

600x1000x4

00



Electrolux-Macedonia

www.electrolux.com.mk-electrolux@mt.net.mk
047/203 330-02/329 8 130

**Temperatura
do : Tmax
1300° C
Snaga : 3.5;
6.4; 11.0;
18.0 KW
Napon 380 V**

**- Visoko temperaturne peci za pecenje
industrijske i upotrebljene keramike.**

Electrolux-Macedonia

www.electrolux.com.mk-electrolux@mt.net.mk
047/203 330-02/329 8 130

**Unutrasnje
dimenziije :
200x300x15
0
400x400x40
0
500x600x70**



**0
600x1000x5
00**



**Temperatura
do : Tmax**

1300° C

**Snaga : 3.5;
6.4; 11.0;
18.0 KW
Napon :
380V**

Electrolux-Macedonia

www.electrolux.com.mk-electrolux@mt.net.mk
047/203 330-02/329 8 130

- Industrijske komorne peci sa vagonetom :

**Unutrasnje
dimenzije :
630x1200x90**



**0
730x1280x90
0
630x1800x11
00**



**800x2300x11
00**

**Temperatura
do : Tmax -**


Electrolux-Macedonia

www.electrolux.com.mk-electrolux@mt.net.mk
047/203 330-02/329 8 130

**1300° C
Snaga : 45.0;
50.0; 60.0;
90.0 KW
Napon 380V**

■ TERMOSTATSKA DIGITALNA KUPATILA

Vodena kupatila koja se koriste prilikom destilacije, susenja, koncentracije, pri zagrevanju hemikalija i drugo..



**Unutrasnje
dimenzije:
280x150x130
Temperatura do :
Tmax 100° C
Snaga : 0.3; 0.5 KW
Napon : 220V**

**Unutrasnje dimenzije:
280x420x130**

Electrolux-Macedonia

www.electrolux.com.mk-electrolux@mt.net.mk
047/203 330-02/329 8 130



280x550x130
Temperatura do : Tmax
100° C
Snaga : 1.45; 1.65 KW
Napon : 220V

Pescana kupatila su univerzalni instrument za odrzavanje konstantne temperature, kod analize kvaliteta hrane, u biohemiji i dr...



**Unutrasnje
dimenzije:**
200x200x400
400x200x400
600x400x600
Temperatura do :
Tmax 300° C
**Snaga : 0.5; 0.7; 1.8
KW**
Napon : 220V



Electrolux-Macedonia

www.electrolux.com.mk-electrolux@mt.net.mk
047/203 330-02/329 8 130

LABORATORIJSKI RESOI

Sastavni deo svake laboratorije, naucne ustanove i dr..

Po zahtevu narucioca moze imati 2, 4 ili 6 ringli koje mogu biti ravne ili udubljene u zavisnosti od potrebe.

Svaka ringla je obezbedjena termostatom, indikativnom lampicom, regulatorom temperature i prekidacem koji je postavljen van zone opasnosti.

Izolacioni prostor resoa ispunjen je odgovarajucim plocama izradjenih od keramickih vlakana na bazi aluminijum oksida i veziva. Grejaci su izradjeni od legirane visokootporne zice "super kantal" od legure molibaden disilicida.

Prekidaci postavljeni van zone opasnosti i zadovoljavaju princip ergonomije.



Broj, oblik i dimenzije ringle zavise od namene.



**Ringle Ø 100 - 6 kom.
Snaga :2.7 KW
Napon :220 V**